

Lova „MALTA su NORDIKA galvūgaliu“



Lova „**MALTA**“ be patalynės dėžės – stipri ir ilgaamžė lova. Ypatinga konstrukcija atspari judesio energijos ir svorio poveikiui.

LOVA „MALTA“ be patalynės dėžės

- Lova pakelta 5 cm, su medinėmis kojėlėmis 12,5 cm nuo grindų.* Konstrukciniai sprendimai be papildomų atramų.
- Sustiprintas metalinis lovos grotelių rėmas su itin tankiomis ir elastingomis ortopedinėmis lentelėmis.
- Čiužinys į lovą įsileidžia 5-6 cm. Čiužinio aukščiui apribojimų nėra.
- Lovos grotelių aukštis nuo grindų 35 cm, su medinėmis kojėlėmis 42 cm.*
- Lovos apdaila pagaminta iš 18 mm LMD plokštės, paminkštinta poliuretanu.
- Audinys nuvelkamas.
- Lova surenkama, gali būti komplektuojama su PRIMUS, ERGO, ROMANTIKA, KLASIKA, GOTIKA, NORDIKA galvūgaliais.
- Standartiniai lovos čiužinio matmenys: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 x 195/200 cm.

Lova „**MALTA**“ - klasikinė lova su didžiausia kokia tik gali būti patalynės dėže (800 litrų). Išskirtinai praktiškiems žmonėms.

LOVA MALTA su patalynės dėže:

- Metalinę lovos konstrukciją, kurią sudaro dugnas, kampų sutvirtinimai ir atramos.
- Lova pakelta 5 cm, su medinėmis kojėlėmis 12,5 cm nuo grindų.*
- Sustiprintas metalinis lovos grotelių rėmas su itin tankiomis ir elastingomis ortopedinėmis lentelėmis.
- Čiužinys į lovą įsileidžia 5 - 6 cm. Čiužinio aukščiui apribojimų nėra.
- Lovos grotelių aukštis nuo grindų 34 , su medinėmis kojėlėmis 42 cm.*
- Pakėlimo mechanizmas – pneumatinis (700–1500 Nm).
- Priekinėje grotelių dalyje atrama čiužiniui prilaikyti.
- Lovos apdaila pagaminta iš 18 mm LMD plokštės, paminkštinta poliuretanu.
- Audinys nuvelkamas.
- Lova surenkama, gali būti komplektuojama su PRIMUS, KLASIKA, ERGO, ROMANTIKA, GOTIKA, NORDIKA galvūgaliais.
- Standartiniai lovos čiužinio matmenys: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 x 195/200 cm.

GALVŪGALIS „NORDIKA“

- Formos paprastumas, lengvai lenkta viršutinė linija – tai klasikinė simetrija su šiaurietiško dizaino prieskoniu, galvūgaliui suteikia graškiausią lengvumą įspūdį.
- Prie šių formų pasirinkus daigstyta audinio tipą, gausime saikingą prabangą.
- Minimalūs galvūgalio dydžiai ypatingai gylis - leis sutaupyti vietas. Tai „NORDIKA“ teisingas galvūgalis, o koks didelis skirtumas tarp beveik teisingo ir visiškai teisingo!
- Matmenys: plotis 170 cm, aukštis nuo grindų su metalinėmis kojėlėmis - 122 cm, o su medinėmis - 130 cm, gylis 6 cm.

BE PATALYNĖS DĖŽĖS

Mažmeninė kaina, perkant be sutarties. Užsakymo formoje būtinai nurodykite lovos/čiūžinio matmenis.

Pavadinimas	Čiūžinio matmenys	Mažmeninė kaina (su PVM), EUR
LOVA „MALTA/NORDIKA“	80 x 195/200 cm	245
	90 x 195/200 cm	280
	100 x 195/200 cm	309
	120 x 195/200 cm	368
	140 x 195/200 cm	432
	160 x 195/200 cm	472
	180 x 195/200 cm	555
	200 x 195/200 cm	617
* Su medinėmis kojėlėmis (12,5 cm)	Nepriklausomai nuo matmenų-priedas	34

SU PATALYNĖS DĖŽE

Mažmeninė kaina, perkant be sutarties. Užsakymo formoje būtinai nurodykite lovos/čiūžinio matmenis.

Pavadinimas	Čiūžinio matmenys	Mažmeninė kaina (su PVM), EUR
LOVA „MALTA/NORDIKA“	80 x 195/200 cm	325
	90 x 195/200 cm	372
	100 x 195/200 cm	409
	120 x 195/200 cm	489
	140 x 195/200 cm	569
	160 x 195/200 cm	619
	180 x 195/200 cm	735
	200 x 195/200 cm	819
* Su medinėmis kojėlėmis (12,5 cm)	Nepriklausomai nuo matmenų-priedas	34

AUDINIŲ PAVYZDŽIAI

Audinys SORO:



Soro 21



Soro 23



Soro 91



Soro 28



Soro 24



Soro 95




Soro 96



Soro 40



Soro 41




Soro 51



Soro 60



Soro 86



Audinio SORO techninės charakteristikos:

Tankis $290 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$, sudėtis 100 % PES, plotis min 140 cm.

Testas pagal ISO standartą: Martindale testas ≥ 35000 , atsparumo pilingavimuisi testas $\geq 4-5$, spalvos atsparumo šviesai testas 5.

Audinio SORO priežiūra:



Skalbimas




Chloravimas



Lyginimas




Cheminis valymas



Džiovinimas

Audinys METRO:



Audinio METRO techninės charakteristikos:

Tankis 250 g/m² +/-5%, sudėtis 100 % PES, plotis min 140 cm.

Testas pagal ISO standartą: Martindale testas ≥35000, atsparumo pilingavimuisi testas 4, spalvos atsparumo šviesai testas 5/4.



Metro audinys padengtas specialiu apsauginiu paviršiumi, formuojančiu vandenį atstumiantį sluoksnį, kuris apsaugo nuo greito skysčių sunkimosi. Skystis kondensuojasi ant medžiagos paviršiaus, neleidžia būti absorbuotam audinio. Tai leidžia greitai išvalyti išsipylusį skystį su minkštu audiniu arba popieriniu rankšluosčiu.

Audinio METRO priežiūra:

Skalbimas




Chloravimas



Lyginimas



Cheminis valymas



Džiovinimas

Audinys Milos:

Milos 02



Milos 09



Milos 16



Milos 20



Milos 61



Milos 69



Milos 72



Milos 73



Milos 76



Milos 84



Milos 94



Milos 98

Audinio MILOS techninės charakteristikos:

Tankis 300 g/m² +/-5%, sudėtis 100 % PES, plotis min 140 cm.

Testas pagal ISO standartą: Martindale testas ≥35000, atsparumo pilingavimuisi testas ≥4-5, spalvos atsparumo šviesai testas 5.



Milos audinys padengtas specialiu apsauginiu paviršiumi, formuojančiu vandenį atstumiantį sluoksnį, kuris apsaugo nuo greito skysčių sunkimosi. Skystis kondensuojasi ant medžiagos paviršiaus, neleidžia būti absorbuotam audinio. Tai leidžia greitai išvalyti išsipylusį skystį su minkštu audiniu arba popieriniu rankšluosčiu.

Audinio MILOS priežiūra:

Skalbimas




Chloravimas



Lyginimas




Cheminis valymas



Džiovinimas

Dirbtinė oda Madryt

Madryt 920



Madryt 907



Madryt 912



Madryt 923



Madryt 914



Madryt 956



Madryt 924



Madryt 928




Madryt 925




Madryt 906



Madryt 908




Madryt 926



Madryt 929



Madryt 915



Madryt 994




Madryt 995



Madryt 987



Madryt 982



Madryt 985



Madryt 990



Madryt 996



Madryt 976



Madryt 980



Madryt 9100

Dirbtinės odos MADRYT techninės charakteristikos:

Tankis 400 g/m²+/-10%, sudėtis 75 % poliesteris, 25 % medvilnė, plotis min 140 cm, storis 0,9 mm +/- 0,03 mm. Testas pagal ISO standartą: Martindale testas 102400 ciklą, spalvos atsparumo šviesai testas ≥6.

Dirbtinės odos MADRYT priežiūra:

Skalbimas



Chloravimas



Lyginimas



Cheminis valymas



Džiovinimas